

Balón Post Parto Bakri

Clave: J-SOS-100500

Descripción:

Balón para taponamiento en el tratamiento del sangrado uterino post parto, catéter con longitud de 54 cm y con vía de drenado.

- 100% silicón
- No contiene Látex
- Globo con capacidad de 500 cc
- Time-saving catheter; fácil de colocar y monitorear.
- Simplifica el control de la hemorragia, lo que podría evitar una histerectomía.
- Logra un rápido taponamiento dentro de la cavidad uterina.
- Incluye una jeringa de 50 ml.

Número de Producto Global	Número de Pedido	French Size	Longitud	Volúmen del Balón ml
G30673	J-SOS-100500	24.0	54 cm	500



www.cookmedical.com

COOK MEDICAL INCORPORATED

P.O. Box 489 Bloomington, IN 47402-0489 USA

COOK IRELAND LTD.

O'Halloran Road, National Technology Park
Limerick, IRELAND

WILLIAM A. COOK AUSTRALIA PTY. LTD.

Brisbane Technology Park 95 Brandl Street Eight Mile Plains
Brisbane, QLD 4113 AUSTRALIA

CATÉTER DE BALÓN POSTPARTO






Illustration by Lisa Clark

**Una Solución Sencilla para las
Hemorragias Postparto**

Descripción Balón de Bakri



- Este dispositivo está indicado para reducir o controlar temporalmente la hemorragia uterina posparto cuando está justificado el uso de un tratamiento conservador (PPH).





Características Balón de BAKRI

Diámetro: 24 Fr

Longitud: 54 cm

Capacidad Máxima
Volúmen : 500 ml

100% Silicona.



BAKRI Catéter de Balón para Hemorragias Uterinas Postparto



Beneficios Balón de Bakri

0025

**Solución
RÁPIDA:** logra el
taponamiento
evitando una
histerectomía.

**Indicado para
PPH. Sin látex,
Fácil de retirar.**

**Puede usarse
tras partos
vaginales o por
cesárea.**



BAKRI Catéter de Balón para Hemorragias Uterinas Postparto