

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 11 / MARZO / 2024

Folio N° 002 / Anexo N°

SIENDO LAS 08:00 HS DEL DIA MARTES 05 DE MARZO 2024 SE ABRE LA PRESENTE PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE CAT PALMAS CABO SAN LUCAS B.C.S.

SE PROCEDE A DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A:

1 ELECTROCARDIOGRAFO: PHILLIPS, M: ITC-30, S: U542035292 EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO

ROUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELECTROCARDIOGRAFOS:

REVISION Y LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION DE FUENTE DE ALIMENTACION  
REVISION DE TARJETA MOTHER BOARD, TARJETA CPC, TARJETA ECG Y VERIFICACION CON SIMULADOR ECG, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO.

1 VENTILADOR VOLUMETRICO: EVENT M: EVOLUTION 3E S: 20145121711 EQUIPO FUNC.

- 1 VENTILADOR VOLUMETRICO: DRAPER, M: INFINITY C300, S: ASDL-0334 EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO
- 1 VENTILADOR VOLUMETRICO: PHILLIPS, M: RESPIRONIC TELLOR Y EVO, S: H28755246CAAB EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO
- 1 VENTILADOR VOLUMETRICO: PHILLIPS, M: RESPIRONIC TELLOR Y EVO, S: H28763539A504 EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO
- 1 VENTILADOR VOLUMETRICO: PHILLIPS, M: RESPIRONIC TELLOR Y EVO, S: H28755250B646 EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO
- 1 VENTILADOR VOLUMETRICO: NEWPORT, M: E360T, S: G182020009 EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO
- 1 VENTILADOR VOLUMETRICO: NEWPORT, M: E360T, S: G1020012 EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO
- 1 VENTILADOR VOLUMETRICO: NEWPORT, M: E360T, S: G170060585 EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO
- 1 VENTILADOR VOLUMETRICO: NEWPORT, M: E360T, S: G181020015 EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO
- 1 VENTILADOR VOLUMETRICO: NEWPORT, M: E360T, S: G181020018 EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO
- 1 VENTILADOR VOLUMETRICO: NEOMED, M: V670, S: (U) XZZ530044 EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO
- 1 VENTILADOR VOLUMETRICO: NEOMED, M: V670, S: (U) XZZ533101 EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO
- 1 VENTILADOR VOLUMETRICO: NEOMED, M: V670, S: (U) XZZ533335 EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO
- 1 VENTILADOR VOLUMETRICO: NEOMED M: V670, S: (U) XZZ533324 EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO

ROUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VENTILADOR VOLUMETRICO:

REVISION Y LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION DE FUENTES DE ALIMENTACION, VERIFICACION DE TARJETA MOTHER BOARD, SOFTWARE, VERIFICACION DE PROGRAMA, COMPRESION, PIP, PAF VERIFICACION DE ENTRADAS DE OXIGENO Y AIRE, FLUJO, LIMPIEZA CON AIRE SECO ESPECIAL, EN PARTES ELECTRONICAS AJUSTE CALIBRACION, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO, REVISION DE BATERIAS, RED ALARMA, TARJETA DE DATOS, CONFIGURACION DE MONITOR, TENDENCIAS GRAFICAS, Y REGISTROS DE PRESION DE FILTROS DE NYLON Y VALVULAS CHECK DE ENTRADAS DE GAS, FILTRO DE ENTRADA DE GAS AMBIENTAL, FILTRO DE VENTILACION, FAN FILTROS INTERNOS, REGULADOR DE ENTRADA BATERIAS DE RESPALDO, TURBINA, CONTROLES MANUALES Y SONIDOS ZEN DE.

1 DESFIBRILADOR MONITOR: ZOLL, M: R SERIES A6S, S: AF19B093289. EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO

ROUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RESFIBRILADOR MONITOR:

VERIFICACION DE FUENTE DE ALIMENTACION, VERIFICACION DE TARJETA MOTHER BOARD, TARJETAS Y CONTROL, PALETAS Y NIVELES DE CARGA CON MEDIDOR DE JOLTES, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO.

Elaborado por:

Recibido por: