



ORDEN DE SERVICIO

FOLIO

3087

CONTRATO: 01964201AN1824-008-00

HOSPITAL: Hospital General de Zona Ab 89

DIRECCIÓN: A1 Circunvalación Aguirre Yañez 1988, Modana, Guadalajara Jalisco

FECHA: 8 Abril 2024

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MARCA:

Siare

MODELO:

Siaretron 4000

SERIE:

65272

INVENTARIO:

NA

SERVICIO REALIZADO

INSTALACIÓN Y
ARRANQUEMANTENIMIENTO
PREVENTIVO #1MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

OTRO:

FALLA REPORTADA

Mantenimiento Preventivo Programado

REFACCIONES INSTALADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
P521191757	Celda de Oxígeno		
P302000A1	Kit de mantenimiento 400015"		
F96512000	2 baterías 12V 1.3Ah		
G00435000	Sensor de flujo espiratorio		

ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento de acuerdo a 9.5 Tabla de procedimiento de parbo
Servicio Manual Siare

Aprobado físico de Bina

Manguera Air O2 ok

Cable oxígeno ok

Blogia espiratorio ok - Reemplazo

Cable CA ok

Calibraciones

Celda de O2 52mV ok

Sensores de flujo espiratorio ok

Parbo de flujo 0ml/min ok

Voltaje de baterías 13.6V ok

Horas totales 6194h 10m 43s

El equipo queda operativamente apto al 100%.

Equipo funcionando al 100%

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA
IMSS JEFATURA DE CONSERVACIÓN No. 21

11 ABR. 2024

RECIBIDO

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO

14 01 04 12 29 02
CONSERVACIÓN
H. 12.00

ESTATUS DEL EQUIPO



FUNCIONAL AL 100%



FUERA DE SERVICIO



EQUIPO CON PACIENTE

NOMBRE:

Ing. Gerardo Martínez Mariscal

FIRMA:

NOMBRE:

Dr. Eduardo Brena Díaz López
JEFE DE ALBERTINA INTERNA
MAT. 991420560
DGP. 7930172

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

NOMBRE:

Ing. Aldo Gerardo Martínez Mariscal

FIRMA:

MATRICULA:

CARGO:

INGENIERO DE SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACION O BIOMEDICA