

GOBIERNO DE  
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL  
Jefatura de Servicios Administrativos  
Departamento de Conservación y Servicios Generales

Anexo 2  
ANEXO  
244

### Anexo Técnico

Invitación a Cuando Menos Tres Personas  
No: IA-50-GYR-050GYR016-N-117-2023  
Delegación 36

Mantenimiento preventivo a instrumental quirúrgico con tres visitas mayo, junio y julio para las Unidades de Medicina Familiar y seis vistas mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre en Hospitales Generales de Zona, señalados durante la vigencia del presente contrato, realizando las siguientes actividades que garanticen el correcto funcionamiento:

#### Reparación general

Limpieza general de todas las piezas utilizando tinas con agua destilada y percloroetileno en una proporción de 15.1 partes y a una temperatura de 3.5 o.c.

Ajuste general, separando las piezas que se encuentren fisuradas para su reparación con planta de soldar utilizando gas argón para fundir acero inoxidable y electrodos de tungsteno para antorcha tipo mick, en caso de ser necesario para la reparación del instrumental, elaboración de tornillos y piezas especiales utilizando torno. la soldadura sobrante o "rebabas" deberán quitarse utilizando lijadora con banda grado 150-240 y lubricantes tipo esterina

micro limpieza a base de arena a presión utilizando cabina tipo intec o similar con compresor de 5 hp y usando abrasivo perla de vidrio o polvo de esmeril grado 150. Pulido interior y exterior considerando el pulido fino brillante, rueda con padecería de trapo y pasta verde y en el pulido mate, rueda de cizal tratada y sin tratar con pasta gris. Incluye: elaborar relación por visita para control administrativo usando papelería de la empresa anotando: la descripción del instrumental, identificación de falla, concepto, etc., con una garantía de 90 días naturales contados a partir de la fecha en que se efectúa la devolución a la unidad para lo que previamente se efectuaran pruebas de corte, de funcionamiento y acabados a satisfacción del I.M.S.S.

#### Filos:

rectificación de filo a 3500 r.p.m., ajuste total de curvatura en hojas para corte o área de corte preciso, enderezado cuando se requiera pulido a todo el instrumento, ajuste general y microfilo con piedra blanca porosa 6" x 1/4", utilizando en su caso un rectificador de 20,000 a 30,000 r.p.m., rueda de hule compactado, grano 270 con oxido de aluminio de acuerdo a la especialidad en instrumento en cualquier ángulo de afilado que lo requiera, así como pulido final igual a una pieza nueva en instrumental quirúrgico en sus diferentes tipos y medidas, incluye enlistado para control administrativo en papelería de la empresa anotado, descripción del instrumental, identificación de falla, concepto, etc. otorgándose una garantía de 90 días naturales contados a partir de la fecha en que se efectúa la devolución a la unidad, para lo que previamente se efectuarán pruebas de corte, de funcionamiento y acabados a satisfacción del I.M.S.S.

Atentamente

  
Ing. Adrián Agustín Martínez  
Reyes  
Jefe de Zona I

  
Arq. Joel Ulises Miranda Barillas  
Jefe de Zona II

  
Ing. Jose Gervacio Araujo  
Jefe de Zona III