

## FORMATO 2 FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA

Ciudad de México a, 27 de mayo 2022

**INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI)  
 COORDINACIÓN DE OPTIMIZACIÓN Y PROCESOS DEL ABASTO  
 P R E S E N T E**

NOMBRE DEL LICITANTE: CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: CTR831122-N85  
 DOMICILIO: AVE. LINCOLN 3410 PTE., COL. MITRAS NORTE, C.P. 64320, MONTERREY, NUEVO LEON  
 TELÉFONO: (81) 8158 0600 EXT.: 1205 y 5224 (DIRECTO: 81 1263 3674 y 55 2415 9154)  
 CORREO ELECTRONICO: beatriz.mondragon@ctr.com.mx ; jorge.covarrubias@ctr.com.mx

HOJA No.: 1 DE: 2  
 FECHA: 27 / 05 / 2022

| NÚMERO DE PARTIDA | CLAVE        |     |     |      |     | NOMBRE GENÉRICO        | DESCRIPCIÓN   | PRESENTACIÓN |      |       | CANTIDAD SOLICITADA |         | CANTIDAD OFERTADA |         | MARCA O DENOMINACIÓN                    | FABRICANTE                       | PAÍS DE ORIGEN | NUMERO DE REGISTRO SANITARIO (cuando aplique) |
|-------------------|--------------|-----|-----|------|-----|------------------------|---|--------------|------|-------|---------------------|---------|-------------------|---------|---|----------------------------------|----------------|---|
|                   | DÍGITOS      | GPO | DEN | ESP  | DIV |                        |   | UNI          | CANT | TIPO  | MÍNIMA              | MÁXIMA  | MÍNIMA            | MÁXIMA  |   |                                  |                |   |
| 220               | 080.829.5539 | 080 | 829 | 5539 | 00  | ALERE HIV COMBO        | PRUEBAS RÁPIDAS. Inmunoanálisis para la detección del antígeno p24 de HIV-1 y anticuerpos al HIV-1 y HIV-2. Inmunoanálisis cualitativo in vitro con lectura visual para la detección simultánea del antígeno (Ag) no inmunocomplejo p24 del HIV-1 en forma libre y anticuerpos (Ab) a HIV-1 y HIV-2 en sangre humana. 10 tarjetas de prueba recubiertas de antígeno HIV1/2 recombinante y péptidos sintéticos, anticuerpos al antígeno p24 y avidina. TATC<br><br><i>Costo incluye accesorios para la toma de la muestra: Lanceta retráctil de punción, Pipeta, Toallita alcoholada. Capacitación</i> | Prueba       | 100  | Sobre | 41,591              | 103,976 | 41,591            | 103,976 | ALERE HIV COMBO (ABBOTT)<br>Cat. 7D2843 | Alere Medical Co., Ltd. (ABBOTT) | Japón          | 1753R2018 SSA                                 |
| 223               | 080.980.0001 | 080 | 980 | 0001 | 00  | SD BIOLINE HIV-1/2 3.0 | Prueba rápida inmunocromatográfica para la determinación cualitativa de anticuerpos IgM/IgG anti HIV-1 y HIV-2 simultáneamente en suero, sangre, plasma o sangre total humana.  | Prueba       | 30   | Kit   | 350,235             | 875,586 | 350,235           | 875,586 | SD BIOLINE HIV-1/2 3.0<br>Cat. 03FK10   | Standard Diagnostics, Inc.       | Corea          | 0844R2012 SSA                                 |

| NÚMERO DE PARTIDA | CLAVE   |     |     |     |     | NOMBRE GENÉRICO | DESCRIPCIÓN   | PRESENTACIÓN |      |      | CANTIDAD SOLICITADA |        | CANTIDAD OFERTADA |        | MARCA O DENOMINACIÓN | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEN | NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO (cuando aplique) |  |
|-------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----------------|---|--------------|------|------|---------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|------------|----------------|---|--|
|                   | DÍGITOS | GPO | DEN | ESP | DIV |                 |   | UNI          | CANT | TIPO | MÍNIMA              | MÁXIMA | MÍNIMA            | MÁXIMA |                      |            |                |   |  |
|                   |         |     |     |     |     |                 | <p>Con lanceta retráctil con 3 niveles de punción, pipeta de toma y solución de corrimiento y sensibilidad igual o superior al 99% y especificidad igual o superior al 98% para VIH, de acuerdo con el certificado de evaluación diagnóstica del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, o en su caso algún otro organismo internacional como la FDA, EMA o la Organización Mundial de la Salud.</p> <p><i>Costo incluye accesorios para la toma de la muestra: Lanceta retráctil de punción, Pipeta, Toallita alcoholada. Capacitación</i></p> |              |      |      |                     |        |                   |        |                      |            |                |   |  |


**Programa de entregas:**

La Primera entrega será del 10% a 15 días después de la firma del contrato y resto conforme a programa de calendarización.

Los bienes objeto de contratación serán entregados:

- a) En los Almacenes ubicados en la Ciudad de México y Zona Metropolitana; y/o
- b) En los Puntos de Entrega señalados en el APÉNDICE 2 “PUNTOS DE ENTREGA”; y/o
- c) En los Almacenes que determinen las Dependencias a nivel Nacional.

En **todos** los casos, los domicilios de entrega se deberán indicar por las **ÁREAS REQUIRENTES** en la orden de reposición, pedido, orden de suministro o documento aplicable, emitido por los **ADMINISTRADORES DEL CONTRATO** o por el personal que al efecto designen.



**BEATRIZ MONDRAGON ANDRADE**  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE