

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR
 COORDINACIÓN DE OPTIMIZACIÓN Y PROCESOS DEL ABASTO.
 COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y OPERACIÓN DEL INSABI
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No: LA-012M7B997-E28-2022
 “CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, (239 CLAVES)”

FORMATO 2 FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: EQUIPOS MÉDICOS VIZCARRA, S.A.
R.F.C.: EMV-640304-779
DOMICILIO: CIRCUITO INDUSTRIAL No. 6, DESARROLLO INDUSTRIAL EMILIANO ZAPATA, MORELOS, MÉXICO, C.P. 62765
TELÉFONO: 777-101-2060
CORREO ELECTRÓNICO: aparra@vizcarra.com , probles@vizcarra.com

HOJA NUMERO 1 DE 3

FECHA: 27 DE MAYO DE 2022

NÚMERO DE PARTIDA	CLAVE					NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD SOLICITADA		CANTIDAD OFERTADA		MARCA O DENOMINACIÓN DISTINTIVA	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
	10 DÍGITOS	GPO	DEN	ESP	DIV			UNI	CANT	TIPO	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA				
44	0601664212	060	166	4212	00	CATETERES SEGURIDAD	Catéter periférico de seguridad para la infusión de soluciones intravenosas de poliuretano o fluoretileno-propileno radiopaco con o sin aletas para fijación. La aguja contiene un dispositivo de seguridad que la inactiva cuando se retira del catéter y tapón protector. Estéril y desechable. Calibre: 16 G Longitud: 28-34 mm Pieza.	PZA	1	PZA	24,451	61,121	24,451	61,121	SAFETIVE	EQUIPOS MÉDICOS VIZCARRA, S.A.	MÉXICO	1615C2012 SSA
47	060.167.0789	060	167	0789	00	CATETERES VENOSOS	Catéteres. Para cateterismo venoso central radiopaco estéril y desechable de poliuretano que permita retirar la aguja y el mandril una vez instalado longitud 60 a 70 cm calibre 16 G con aguja de 3.5 a 6.5 cm de largo de pared delgada calibre 14 G con mandril y adaptador para venoclisis luer lock. Pieza.	PZA	1	PZA	10,893	27,216	10,893	27,216	ENDOCAT VIURET	EQUIPOS MÉDICOS VIZCARRA, S.A.	MÉXICO	0119C98 SSA
53	0601672884	060	167	2884	00	CANUNLA EPIDURAL	Catéteres. Epidural con adaptador guía estéril desechable calibre 18 o 19 G de material plástico flexible	PZA	1	PZA	8,941	22,345	8,941	22,345	CANULA EPIDURAL VIZCARRA	EQUIPOS MÉDICOS VIZCARRA, S.A.	MÉXICO	1540C98 SSA

Corporativo:

Melchor Ocampo 24
 Colonia del Carmen-Coyoacán
 04100 México, D.F.

+52 (55) 5659-3666
 +52 (55) 5658-5640
ventas@vizcarra.com

Planta:

Circuito Industrial 6 T +52 (777) 101-206
 Desarrollo Industrial Emiliano Zapata
 62765 Emiliano Zapata, Morelos. México

www.vizcarra.com

+52 (777) 101-2060
 +52 (777) 101-2070
info@vizcarra.com

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR
 COORDINACIÓN DE OPTIMIZACIÓN Y PROCESOS DEL ABASTO.
 COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y OPERACIÓN DEL INSABI
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No: LA-012M7B997-E28-2022
 “CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, (239 CLAVES)”

							radiopaco resistente a acodaduras con marcas indelebles cm a cm iniciando a partir de 4.8 a 5.5 cm del primer orificio proximal hasta 20 cm con punta roma sin orificio con bordes uniformemente redondeados con orificios laterales distribuidos en forma espiral en 1 1/2 cm a partir de la punta proximal y con longitud de 900 a 1050 mm. Pieza.											
61	060.168.2453	060	168	2453	00	CATETERES VENOSOS	Catéteres. Para cateterismo venoso central radiopaco estéril y desechable de poliuretano que permita retirar la aguja y el mandril una vez instalado longitud 30.5 cm calibre 16 G con aguja de 5.2 a 6.5 cm de largo de pared delgada calibre 14 G con mandril y adaptador para venoclisis luer lock. Pieza.	PZA	1	PZA	12,921	32,291	12,921	32,291	SUBCLAVICAT VIURET	EQUIPOS MÉDICOS VIZCARRA, S.A.	MÉXICO	0118C98 SSA
111	060.345.2152	060	345	2152	00	EPIDURALES	Básico para bloqueo epidural contiene: Básico para bloqueo epidural, contiene: - Aguja tipo tuohy, calibre 16 o 17G, longitud de 75 a 91 mm, con adaptador luer lock hembra y mandril plástico con botón indicador de orientación del bisel, con o sin orificio en la parte curva del bisel. - Catéter epidural con adaptador guía, calibre 18 o 19G, de material plástico flexible, radiopaco, resistente a acodaduras, con marcas indelebles cm a cm iniciando a partir de 4.8 a 5.5 cm del primer orificio proximal, hasta 20 cm, con punta roma sin orificio, con bordes uniformemente redondeados, con orificios laterales distribuidos en forma de espiral en 1.5 cm a partir de la punta del extremo proximal y con longitud de 900 a 1050 mm. - Sujetador filtrante de 0.2 micras con o sin actuador deslizable para introducir y oprimir el catéter o sujetador para catéter y filtro antibacteriano de 0.2 micras; con conector luer	EQP	1	EQP	104,378	260,939	104,378	260,939	KIT BASICO VIZCARRA	EQUIPOS MÉDICOS VIZCARRA, S.A.	MÉXICO	1774C2002 SSA

Corporativo:

Melchor Ocampo 24
 Colonia del Carmen-Coyoacán
 04100 México, D.F.

+52 (55) 5659-3666
 +52 (55) 5658-5640
 ventas@vizcarra.com

Planta:

Circuito Industrial 6 T +52 (777) 101-206
 Desarrollo Industrial Emiliano Zapata
 62765 Emiliano Zapata, Morelos. México

www.vizcarra.com

+52 (777) 101-2060
 +52 (777) 101-2070
 info@vizcarra.com

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR
 COORDINACIÓN DE OPTIMIZACIÓN Y PROCESOS DEL ABASTO.
 COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y OPERACIÓN DEL INSABI
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No: LA-012M7B997-E28-2022
 “CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, (239 CLAVES)”

031

								lock hembra, con tapón que permita la unión entre el catéter epidural y la jeringa o el filtro antibacteriano. - Jeringa de plástico, de 7 a 10 ml, con pivote luer macho y cuerpo siliconizado, para técnica de pérdida de resistencia. Puede contener: - 1 Porta sujetador filtrante con adhesivo - 1 Fijador de catéter epidural con: cuerpo principal para fijar el catéter, cejas para extraer el catéter, adhesivo no estéril, cubierta absorbente para el sitio de punción, una tira adhesiva extensible para fijar el catéter a la espalda del paciente. Estéril y desechable. Equipo.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ATENTAMENTE



JUAN PATRICIO ROBLES SÁNCHEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 EQUIPOS MÉDICOS VIZCARRA, S.A.

Corporativo:

Melchor Ocampo 24
 Colonia del Carmen-Coyoacán
 04100 México, D.F.

+52 (55) 5659-3666
 +52 (55) 5658-5640
 ventas@vizcarra.com

Planta:

Circuito Industrial 6 T +52 (777) 101-206
 Desarrollo Industrial Emiliano Zapata
 62765 Emiliano Zapata, Morelos. México

www.vizcarra.com

+52 (777) 101-2060
 +52 (777) 101-2070
 info@vizcarra.com